

LAMPE STYLO - AMPOULE - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. D1.212.512

CE



 14/11/2024 22:26:55 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**LAMPE STYLO - AMPOULE -
LUXAMED ®****LUXAMED®**

Ref. D1.212.512

Lampe stylo pour le diagnostic des yeux et de la gorge, longue duree de vie.**Description**

- Haute resistance de la lampe-stylo en ABS plastique
- Lumiere blanc chaud, agreable aux yeux
- Tension : 3.0V
- Alim. : 2x piles alcalines AAA, incl.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381961796	Garantie (mois)	24
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-10	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Jaune		

14/11/2024 22:26:55 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr