

CAPTEUR PEDIATRIQUE DEPORTE SOUPLE POUR OXYMETRE PC-60E (2-8 ANS)



Ref. DPOXY04

CE
0123



 14/11/2024 21:28:10 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CAPTEUR PEDIATRIQUE DEPORTE SOUPLE POUR OXYMETRE PC-60E (2-8 ANS)



Ref. DPOXY04

Description

Avec son capteur pediatrique deporte, souple, reutilisable et immergeable, il s'adaptera aux enfants de 2 a 8 ans. L'oxymetre de pouls PC 60E est fiable et precis. Ideal pour les professionnels de sante en ville.

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3661040163833	Code douanier	9018909911
Garantie (mois)	6	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	14	Unite emballee / Hauteur (cm)	2
Unite emballee / Longueur (cm)	14	Unite emballee / Poids (kg)	0.001
Unite nue / Poids (kg)	0.059		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

14/11/2024 21:28:10 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr