


KIT DIVAN D'EXAMEN, TABOURET, MARCHEPIED A 1 MARCHE-EPOXY-NOIR



Ref. OSKIT002



14/11/2024 21:54:54 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

KIT DIVAN D'EXAMEN, TABOURET, MARCHEPIED A 1 MARCHE-EPOXY-NOIR



Ref. OSKIT002

Cabinet complet

Description

Livre en un seul carton.

Ensemble compose de :

- 1 divan coloris noir (ref OSA003E_N)
- 1 tabouret (OS0007_N)
- 1 marchepied 1 marche (OS0051E)

Le divan avec structure en tube carre en acier laque epoxy blanc

- Tetiere réglable 75° avec 2 cremailleres mecaniques autobloquantes.
- Tetiere et siege rembourres de mousse tres haute densite (30 kg/m3), dont l'epaisseur est de 5 cm, recouverts de tissu plastifie lavable, ignifuge (classement de resistance au feu : M1)
- Porte rouleau amovible (pour rouleaux de 50 cm de large) positionnable a la tete ou aux pieds
- Charge maxi : 150 kg

Le tabouret a 5 roulettes pivotantes,

- structure 5 branches ABS , 58cm de diametre
- 1 piston gaz pour une hauteur variable 53 a 70 cm
- 1 assise mousse 30 kg/M3, diametre 43 cm, avec platine acier vissee
- Revetement plastifie, lavable, ignifuge classement M1
- Charge maxi : 150 kg

Le marchepied 1 marche

- acier laque epoxy blanc et revetement plastique antiderapant
- Charge : 150 kg

Inox ou Epoxy : quelle difference ?

Epoxy : le choix economique. L'acier est simplement recouvert d'une resine pour retarder sa corrosion.
Inox : c'est l'acier modifie pour devenir completement INOXYDABLE, il ne rouille pas.

Et le saviez-vous ?

Aujourd'hui, plus de 90 % de l'inox est fabrique a partir d'acier recycle, c'est bien pour l'environnement !

📅 14/11/2024 21:54:54 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

KIT DIVAN D'EXAMEN, TABOURET, MARCHEPIED A 1 MARCHE-EPOXY- NOIR



Ref. OSKIT002

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040168388	Code douanier	9402900000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	68	Unite emballee / Hauteur (cm)	15
Unite emballee / Longueur (cm)	190	Unite emballee / Poids (kg)	37
Unite nue / Poids (kg)	33.9		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

14/11/2024 21:54:54 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr