

OPHTHALMOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V - LUXAMED

LUXAMED®

Ref. F1.416.114



CE


DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE

18/11/2024 21:18:57 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

OPHTHALMOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V - LUXAMED

LUXAMED[®]

Ref. F1.416.114

Ophthalmoscope format de poche, plusieurs coloris disponibles !

Description

- Valeurs de correction : + 20 bis - 20 D (\pm 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D)
- 5 filtres differents disponibles : grand spot, petit spot, filtre vert, demi-lune et reticule
- Eclairage : LED
- Possibilite de faire varier l'intensite de la luminosite pour eviter l'eblouissement
- Arret automatique apres 3 minutes
- Duree de vie des LED : environ 50 000 heures avec un courant constant
- Temperature de couleur : environ 4 200 K
- Design optimise de la tete
- Manche compose de deux materiaux : aluminium et fibre de verre renforce, compatible avec la tete d'otoscope et de dermatoscope LuxaScope LED
- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Inclus 2 piles alcalines AAA

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381964315	Garantie (mois)	24
Pays	Allemagne		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	5	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Noir		

📅 18/11/2024 21:18:57 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr