

CISEAUX BÉBÉ, UNIVERSELS, CRANTÉS, POUR FIL D'ACIER, 12 CM



Ref. IC02812



CE



26/08/2024 20:53:14 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

CISEAUX BÉBÉ, UNIVERSELS, CRANTÉS, POUR FIL D'ACIER, 12 CM



Ref. IC02812

Ciseaux Bébé, universels, crantés, pour fil d'acier, 12 cm

Description

Ciseaux Bébé, universels, crantés, pour fil d'acier, 12 cm

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040008806	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.4
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	11.9
Unité emballée / Poids (kg)	0.045	Unité nue / Poids (kg)	0.045
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 26/08/2024 20:53:14 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr