

ADAPTATEUR SECTEUR EUROPE VERS UK


Ref. OTA0909



 27/08/2024 07:51:49 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ADAPTATEUR SECTEUR EUROPE VERS UK

Ref. OTA0909

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040039893	Code douanier	94029000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	10
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	14
Unité emballée / Poids (kg)	0.045	Unité nue / Poids (kg)	0.045
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

 27/08/2024 07:51:49 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr