

LAME 65 MM POUR PLÂTRE RÉSINE POUR SCIE AVEC VARIATEUR

Ref. ZSE405901



27/08/2024 07:29:40 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

LAME 65 MM POUR PLÂTRE RÉSINE POUR SCIE AVEC VARIATEUR



Ref. ZSE405901

Description

- Lame pour scie à plâtre électrique

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040104874	Code douanier	82023100
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	10	Unité nue / Largeur (cm)	10
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.1
Unité emballée / Longueur (cm)	17	Unité nue / Longueur (cm)	17
Unité emballée / Poids (kg)	0.013	Unité nue / Poids (kg)	0.013
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	5	Température maxi	40
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 27/08/2024 07:29:40 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr