

PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE KERN MBC - 6-15 KG AVEC TOISE

KERN®

Ref. EKMBC06



CE
0297

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
Im
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE

 29/08/2024 11:45:38 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE KERN MBC - 6-15 KG AVEC TOISE



Ref. EKMB06

Pèse-bébé EKMB01 avec toise

Description

- Avec toise mécanique, portée 80 cm, pas de 1 mm
- Appréciee dans la pédiatrie grâce à sa grande surface de pesée ergonomique et amovible, idéale pour les nourrissons
- Fonction spéciale pour les services de néonatalogie : fonction de différence pour le calcul de la prise de poids avant et après la prise alimentaire
- Plastique ABS résistant. Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
- Fonction Hold : pour les bébés agités couchés, la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
- Ecran LCD avec rétroéclairage, hauteur de chiffres 25 mm
- Graduation 0,002 kg jusqu'à 6 kg et 0,005 jusqu'à 15 kg
- Fonctionnement sur piles (6 x 1,5 AA non fournies), ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
- Homologation possible en classe III
- Homologation médicale selon 93/42/EEC

Caractéristiques techniques :

- Dimensions surface de pesée :
L×P×H 600×280×55 mm
- Dimensions totales :
L×P×H 600×400×110 mm
- Dimensions totales avec toise :
L×P×H 890×470×175 mm
- Poids net env. 5,5 kg

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

 29/08/2024 11:45:38 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE KERN MBC - 6-15 KG AVEC TOISE



Ref. EKMBC06

Caractéristiques

Marquage CE	CE0297	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3661040063188	Code douanier	84231090
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	89
Unité emballée / Poids (kg)	6.91	Unité nue / Poids (kg)	5.19
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 11:45:38 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr