

BÉNIQUE GUYON, SÉRIE N°21 À N°60, SANS FIL DE NYLON**



Ref. IB02140



26/08/2024 19:47:00 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

**BÉNIQUE GUYON, SÉRIE N°21 À
N°60, SANS FIL DE NYLON****

Ref. IB02140

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040007304	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	5.3
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	1.7
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	29.3
Unité emballée / Poids (kg)	3.865	Unité nue / Poids (kg)	3.865
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

26/08/2024 19:47:00 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr