

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW ASPIRET, BOCAL POLYCARBONATE AUTOCLAVABLE 1 L



Ref. BCASPI01

CE
0123



29/08/2024 14:42:34 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW ASPIRET, BOCAL POLYCARBONATE AUTOCLAVABLE 1 L



Ref. BCASPI01

Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Description

Convient aux patients trachéotomisés et est idéal pour les applications chirurgicales mineures ainsi que les traitements postopératoires à domicile.

Principales applications: ORL, Soins à domicile, Chambre, Trachéotomie

- Le système principal est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide
- Pied à roulettes en option
- Accessoires fournis: Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Cordon d'alimentation avec prise Schuko
- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Alimentation : 230V-50Hz - autres configurations disponibles sur demande
- Vide Maximum (Ajustable) : 0.75 Bar -75 kPa -563 mmHg
- Débit libre d'air max: 15 l/min
- Niveau Sonore : 59, 6 dBA
- Cycle de fonctionnement: Ininterrompu
- Poids : 2,2 kg / Dimensions : 23 x 19 x 16 cm

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	8033622540229	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	23
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	16
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	19
Unité emballée / Poids (kg)	2.8	Unité nue / Poids (kg)	2.2

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	45
------------------	-----	------------------	----

© 2019 GSH - 14-42-34 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

www.gsh-med.fr