

## PILE AU LITHIUM POUR SAVER ONE NOUVELLE GÉNÉRATION

Saver One®

Ref. SJACCE32

CE



29/08/2024 13:15:44 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# PILE AU LITHIUM POUR SAVER ONE NOUVELLE GÉNÉRATION



Ref. SJACCE32

## Description

Pour Défibrillateur Saver One, nouvelle génération, c'est à dire après novembre 2013.

- Capacité : 3500 Ah
- Tension de la batterie : 25,2 V
- Batterie non rechargeable

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040115450	Code douanier	85076000
Garantie (mois)	48	Pays	Hongrie
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	20	Unité nue / Largeur (cm)	7.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	3	Unité nue / Hauteur (cm)	3.1
Unité emballée / Longueur (cm)	8	Unité nue / Longueur (cm)	21.7
Unité emballée / Poids (kg)	0.35	Unité nue / Poids (kg)	0.3
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

29/08/2024 13:15:44 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)