

CANULE COUDÉE, POUR LAVAGE DE LA CHAMBRE INTÉRIEURE, 0.9 X 0.35 MM



Ref. IC92116



26/08/2024 23:13:16 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

CANULE COUDÉE, POUR LAVAGE DE LA CHAMBRE INTÉRIEURE, 0.9 X 0.35 MM



Ref. IC92116

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040084114	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	4.4
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	1.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	5.8
Unité emballée / Poids (kg)	0.014	Unité nue / Poids (kg)	0.014
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

26/08/2024 23:13:16 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr