

PORTE-AIGUILLE KILNER, 13,5 CM

Ref. IP39613



27/08/2024 04:04:11 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

PORTE-AIGUILLE KILNER, 13,5 CM



Ref. IP39613


Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040025346	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	0.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.6
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	13
Unité emballée / Poids (kg)	0.033	Unité nue / Poids (kg)	0.033
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 04:04:11 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr