

SUPPORT MURAL AMBULANCE POUR ASKIR 118VM



Ref. BCASPI169



29/08/2024 17:41:55 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

SUPPORT MURAL AMBULANCE POUR ASKIR 118VM



Ref. BCASPI169

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040169118	Code douanier	90330090
Garantie (mois)	12	Pays	Italie
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	20	Unité emballée / Hauteur (cm)	16
Unité emballée / Longueur (cm)	25	Unité emballée / Poids (kg)	0.802
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	1	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 17:41:55 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr