


PUNCH À BIOPSIE Ø 4 MM, STÉRILE UU - BOÎTE DE 10 PCS



Ref. CPPUNC07



29/08/2024 20:16:15 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

PUNCH À BIOPSIE Ø 4 MM, STÉRILE UU - BOÎTE DE 10 PCS



Ref. CPPUNC07

Dispositif prêt à l'emploi, à usage unique

Description

Efficace et précis grâce à sa bordure très tranchante en acier inoxydable sans soudure. Le manche cranté assure une bonne préhension de l'instrument. La taille du punch indiquée sur le manche permet une identification aisée.

- Dimensions du manche : L 82 x diamètre 10 mm
- Stérilisation par gamma irradiation supérieure à la norme de 2,5 MEGA-RADS
- Sous emballage individuel stérile pelable recouvert d'une pellicule transparente
- Boîte de 10
- Conforme aux directives européennes 93/42/CE

Caractéristiques

Marquage CE	CE2460	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661040186214	Code douanier	90183290
Garantie (mois)	12	Stérile	Oui
Pays	Inde		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	8.2
Unité emballée / Poids (kg)	0.07		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	10	Température maxi	40
Humidité mini	35	Humidité maxi	65

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 29/08/2024 20:16:15 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr