

THERMOMÈTRE TYMPANIQUE THERMOSCAN PRO 6000 (EMBASE COURTE + STATION DE CHARGEMENT)

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Ref. DWPRO6K08

CE
0297

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3
3 ANS
GUARANTEE



📅 29/08/2024 20:48:19 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

THERMOMÈTRE TYMPANIQUE THERMOSCAN PRO 6000 (EMBASE COURTE + STATION DE CHARGEMENT)

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Ref. DWPRO6K08

Thermomètre à infrarouge tympanique pour les pro, en 2 secondes et avec Station de recharge électrique

Description

Le thermomètre auriculaire Braun ThermoScan PRO 6000 de Welch Allyn, doté de la technologie de mesure la plus avancée, offre la rapidité et la simplicité dont les professionnels de santé ont besoin pour capturer des relevés de température précis, fiables et de manière confortable pour les patients.

- Durée de mesure : 2 - 3 secondes
- La technologie innovante PerfectTemp™ améliore la précision des mesures en détectant l'orientation et la profondeur d'insertion de la sonde dans le conduit auditif et ajuste les paramètres de calcul de la température.
- La technologie ExacTemp™ contribue à l'exactitude de la mesure en détectant la stabilité de la sonde pendant la mesure
- Il dispose d'un compteur de pouls de 60 secondes facilitant la mesure manuelle de la fréquence de pouls et de la respiration, d'un chronomètre, de boutons de rappel de la dernière mesure et de changement de graduation C/F
- Type d'affichage : Large écran à cristaux liquides rétroéclairé, quatre chiffres plus des icônes spécifiques
- Mise en veille automatique : Environ 10 secondes après la dernière mesure
- Alimentation : batterie rechargeable grâce à sa station de chargement).
- Les couvre-sondes pour ThermoScan® Pro 6000 protègent la sonde et contribuent à minimiser le risque de contamination croisée.
- Petit : 152 mm × 44 mm × 33 mm (6" × 1,7" × 1,3") et léger : 100 grammes (sans piles).
- Durée de vie des piles : 1000 mesures (piles alcalines AA)
- Livré avec : l'embase courte, la station de chargement, la batterie rechargeable et une boîte de 20 couvre-sondes

 29/08/2024 20:48:19 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

THERMOMÈTRE TYMPANIQUE THERMOSCAN PRO 6000 (EMBASE COURTE + STATION DE CHARGEMENT)

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Ref. DWPRO6K08

Caractéristiques

Marquage CE	CE0297	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661041009826	Code douanier	902519
Garantie (mois)	36		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	16	Unité nue / Largeur (cm)	3.3
Unité emballée / Hauteur (cm)	15	Unité nue / Hauteur (cm)	15.2
Unité emballée / Longueur (cm)	25	Unité nue / Longueur (cm)	4.4
Unité emballée / Poids (kg)	0.46	Unité nue / Poids (kg)	0.44
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 20:48:19 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr