

MANOPOIRE SPENGLER LIAN NANO/BOITIER NOIR/BAGUE ARGENT



Ref. 310065



CE
0459



30/08/2024 17:21:03 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MANOPOIRE SPENGLER LIAN NANO/BOITIER NOIR/BAGUE ARGENT



Ref. 310065

Description

Manometre pour tensiometre manopoire Lian Nano de SPENGLER

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446023805	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	6	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.423
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	20	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 17:21:03 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr