

**6 POIRES SPENGLER
NOIRES+ROBINET METAL VAQUEZ
LAUBRY CLASSIC**




Ref. 311014



 30/08/2024 17:23:32 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

6 POIRES SPENGLER NOIRES+ROBINET METAL VAQUEZ LAUBRY CLASSIC



Ref. 311014

Description

Kit de 6 poires noires pour tensiometres Vaquez-Laubry Classic, Vaquez-Laubry Nano, Vaquez-Laubry Nano et Maxi+2/3

Caracteristiques

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------|------------|
| Marquage CE | AUCUN | Dispositif Medical | Non |
| Code barre | 3700446026950 | Code douanier | 9018901000 |
| Garantie (mois) | 60 | Pays | Chine |
| MESURES | | | |
| Unite emballee / Largeur (cm) | nc | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc |
| Unite emballee / Longueur (cm) | nc | Unite emballee / Poids (kg) | 0.5 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES | | | |
| Temperature mini | NA | Temperature maxi | NA |
| Humidite mini | NA | Humidite maxi | NA |
| AUTRES CARACTERISTIQUES | | | |
| Unite emballee / Quantite | 1 | | |

30/08/2024 17:23:32 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr