

SONDES D'ASPIRATION CH 20 CA-MI (LOT DE 10 PCS)



Ref. BCASPI200



 29/08/2024 16:16:55 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

SONDES D'ASPIRATION CH 20 CA-MI (LOT DE 10 PCS)



Ref. BCASPI200

Description

Sondes d'aspiration trachéo-bronchique pour aspirateurs de mucosité CA-MI
Sondes destinées à être utilisées avec les aspirateurs à mucosités électriques CA-MI :
Aspiret / Askir 20 / Askir 30 / Askir C30 / Askir 36 BR / New Askir 36 BR Li-ON / New Askir 230/12v BR / New Aspiret

Sondes à Usage Unique
Boîte de 10 pièces.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040162072	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.2
Unité nue / Poids (kg)	0.2		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	1	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 16:16:55 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr