

STATION DE CHARGEMENT POUR THERMOMÈTRE THERMOSCAN PRO 6000

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Ref. DWPRO6K07

CE



 29/08/2024 18:36:31 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

STATION DE CHARGEMENT POUR THERMOMÈTRE THERMOSCAN PRO 6000

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Ref. DWPRO6K07

Passez du mode Piles Alcalines à la Batterie Rechargeable

Description

- Permet de recharger automatiquement le thermomètre grâce à une batterie rechargeable.
- Offre un espace de stockage pour 200 protections de sonde
- Possède une fonction de sécurité électronique – à configurer : si le thermomètre n'est pas replacé sur la station de chargement dans le délai imparti sélectionné, la fonction de sécurité le verrouille
- Peut être fixée en support mural
- Livrée avec une batterie rechargeable

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Non
Code barre	00732094325324	Code douanier	850410
Garantie (mois)	36	Pays	Mexique
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	16	Unité emballée / Hauteur (cm)	9
Unité emballée / Longueur (cm)	25	Unité emballée / Poids (kg)	0.7
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 18:36:31 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr