


## PAIRE D'EMBOUITS AURICU SPENGLER NOIRS STANDARDS POUR PULSE II, MAGIST




Ref. 506900



 30/08/2024 18:11:27 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# PAIRE D'EMBOUITS AURICU SPENGLER NOIRS STANDARDS POUR PULSE II, MAGIST



Ref. 506900

## Description

Paire d'embouts auriculaires taille standard, noirs en silicone pour PULSE II et MAGISTER II

## Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446029982	Code douanier	90181990
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.004
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 18:11:27 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)