

BRASSARD POUR MOBI (M A XL) SPENGLER



Ref. 513714



04/11/2024 22:46:24 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BRASSARD POUR MOBI (M A XL) SPENGLER



Ref. 513714

Description

Piece detachee :

- De couleur grise
- Les brassards disposent d'une entree universelle LIFE LINK pour connecter la tubulure
- Les materiaux selectionnes ameliorent le nettoyage et la durabilite
- La nouvelle silhouette du brassard offre une lisibilite degagee de l'index de taille du brassard

Tailles disponibles :

- M (bras d'une circonference de 25 a 34 cm)
- L (bras d'une circonference de 32 a 42 cm)
- XL (bras d'une circonference de 40 a 55 cm)

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446028039	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	12	Pays	France

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.337

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1	Taille Americaine (XXS - XXL)	XL
---------------------------	---	-------------------------------	----

04/11/2024 22:46:24 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr