

## TENSIOMETRE SPENGLER MAXI+3 MURAL AVEC BRASSARD ADULTE (M)



Ref. 522700



CE  
0123


DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**Im**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2**  
2 YEARS  
GUARANTEE

30/08/2024 19:38:41 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# TENSIOMETRE SPENGLER MAXI+3 MURAL AVEC BRASSARD ADULTE (M)



Ref. 522700

La technologie SPENGLER dans un tensiometre dote d'un cadran d'un diametre de 147mm.

## Description

### GRANDE PRECISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montee en pression lineaire

### CONFORT

- Ambidextre
- Mesure lisible a distance
- Tubulure spiralee de 2,5 metres
- Poire ergonomique grand volume pour un gonflage rapide
- Panier de rangement derriere le cadran
- Fixation murale orientable

### BRASSARD

- Livre avec brassard taille M, nylon

### OPTION

- 3 tailles de brassards (S, M, L) disponibles

## Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446028145	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

### MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.926

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

### AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

30/08/2024 19:38:41 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)