

## CAPTEUR SPO2 SPENGLER PEDIATRIQUE POUR SPOT-CHECK 2VS



Ref. 546011

CE  
0123



30/08/2024 19:49:56 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# CAPTEUR SPO2 SPENGLER PEDIATRIQUE POUR SPOT-CHECK 2VS



Ref. 546011

## Description

Capteur SPO2 pediatrique pour station spot-check 2VS de SPENGLER .

## Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIb
Code barre	3700446029616	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	6	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.056
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 19:49:56 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)