

## BRASSARD EXTRA LARGE ADULTE 40-48CM POUR SPOT-CHECK 2VS SPENGLER



Ref. 546021

CE



30/08/2024 19:53:07 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# BRASSARD EXTRA LARGE ADULTE 40-48CM POUR SPOT-CHECK 2VS SPENGLER



Ref. 546021

## Description

Brassards extra large (40-48cm) pour station spot-check 2VS de SPENGLER.

## Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446029685	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.102
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 19:53:07 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)