


TENSIOMÈTRE EASY 2 URGENCE 5 BRASSARDS (ADULTE, XL, XXL, ENFANT, NOURRISSON) HOLTEx



Ref. DS99903




CE
0123



29/08/2024 19:50:33 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

TENSIOMÈTRE EASY 2 URGENCE 5 BRASSARDS (ADULTE, XL, XXL, ENFANT, NOURRISSON) HOLTEx



Ref. DS99903

Kit Spécial Urgences

Description

- Manomètre grand écran (diam 56,5cm)
- Prise rapide et efficace de la tension
- Brassard sans poche, en nylon lavable à fermeture velcro
- Poire ergonomique avec robinet de décompression
- Graduation de 0 à 300 mm Hg
- Anneau antichoc pour le cadran
- Livré avec trousse de rangement en nylon et 5 brassards de 10 à 66 cm (nourrisson, enfant, adulte, bras fort, cuisse)

NB: conforme à l'arrêté du 28/08/09 sur l'équipement obligatoire des ambulances.

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3661040186924	Code douanier	901890
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.8

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	10	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

29/08/2024 19:50:33 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr