

POIRE DE RECHANGE SPENGLER POUR MOBI




Ref. 513719



 30/08/2024 19:12:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

POIRE DE RECHANGE SPENGLER POUR MOBI



Ref. 513719

Description

Piece detachee : Poire pour tensiometre MOBI de SPENGLER.
Le design de la poire SPENGLER epouse la geometrie de toutes les mains.
Son volume etant superieur aux autres modeles, la puissance du gonflage est accrue.

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446029272	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	12	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.043
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 19:12:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr