

## BILIRUBINOMETRE DAVID BM-100A

Ref. DDABM100A



30/08/2024 16:00:42 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# BILIRUBINOMETRE DAVID BM-100A



Ref. DDABM100A

**Detecteur transcutane destine a mesurer le taux de bilirubine chez le nourrisson pour detecter la jaunisse**

## Description

Equipe d'un grand ecran tactile, il mesure en quelques secondes le taux de bilirubine transcutanee total en mg/dL ou  $\mu\text{mol/L}$  par simple application de la sonde de l'appareil sur le front ou le sternum.

Fiable, simple a utiliser, avec sa batterie rechargeable sur socle, il convient a l'utilisation par le personnel du service de maternite de l'hopital, et a l'utilisation par les sages-femmes liberales pour les controles a domicile.

- Grande duree de vie : Lampe au xenon (150 000 mesures)
- Grand ecran tactile couleur 3 pouces
- Fonctionne sur batterie avec socle de recharge
- Plage de mesure : 0.0 a 25.0mg/dL ou 0 a 425  $\mu\text{mol/L}$
- Precision : +/- 1.5mg/dL (+/- 25.5 $\mu\text{mol/L}$ )
- Repetabilite : Inferieur a 3%
- Calcul de moyenne de 2 a 5 mesures
- Memoire : 100 patients
- Systeme de calibration automatique sur le socle de recharge
- Dimensions : 60x46x175mm (hors base de recharge)
- Livree avec mallette de transport rigide

L'interface du bilirubinometre, livre par nos soins, est en francais.

## Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	06920716300024	Code douanier	9018909911
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	26	Unite nue / Largeur (cm)	4.6
Unite emballee / Hauteur (cm)	19	Unite nue / Hauteur (cm)	17.5
Unite emballee / Longueur (cm)	26	Unite nue / Longueur (cm)	6
Unite emballee / Poids (kg)	2.4	Unite nue / Poids (kg)	0.95
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	55
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 16:00:42 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)