

SACOCHÉ DE TRANSPORT POUR FRED PA-1 - STANDARD




Ref. SSACCE019



 30/08/2024 15:52:18 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

SACOCHÉ DE TRANSPORT POUR FRED PA-1 - STANDARD



Ref. SSACCE019

Pour un transport en toute sécurité

Description

La sacoche standard permet de protéger et de transporter le Défibrillateur Automatisé Extérieur (DAE) FRED PA-1 ou FRED PA-1 Trainer.

Possédant 2 fermetures éclair de chaque côté, il n'est pas nécessaire de retirer la sacoche pour accéder au défibrillateur et à la paire d'électrodes en cas d'utilisation.

Peut contenir un défibrillateur et une paire d'électrodes. La poche arrière permet le rangement d'une paire d'électrodes et/ou consommables supplémentaires.

Housse semi-rigide.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661041009284	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	3	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	27	Unité emballée / Hauteur (cm)	11
Unité emballée / Longueur (cm)	27	Unité emballée / Poids (kg)	0.5
Unité nue / Poids (kg)	0.5		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

30/08/2024 15:52:18 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr