

CABLE D'EXTENSION 2M SPO2 SPENGLER POUR SPENGLER MASTER PALM 2 & 3



Ref. 222237

CE
0123



 30/08/2024 16:43:43 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CABLE D'EXTENSION 2M SPO2 SPENGLER POUR SPENGLER MASTER PALM 2 & 3



Ref. **222237**

Description

Cable d'extension SpO2 pour oxymetres MASTER PALM 2 & 3 d'une longueur de 2 metres

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIb
Code barre	3700446025373	Code douanier	90330000
Pays	Chine		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.071
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 16:43:43 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr