

SAC A DOS MEDICAL CONVERTIBLE ETRETAT, DE BOISSY

De Boissy
— DEPUIS 1982

Ref. MDETRE03



📅 12/10/2024 01:30:01 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

SAC A DOS MEDICAL CONVERTIBLE ETRETAT, DE BOISSY

De Boissy
— DEPUIS 1982

Ref. MDETRE03

Il se porte en sac a dos, a la main ou encore a l'épaule ; un véritable couteau suisse !

Description

Ecoresponsable, personnalisable et « super organise » pour un look tendance avec toutes les options pratiques et modernes.

Tous les tissus, extérieurs comme intérieurs, certifiés Global Recycled Standard (GRS), ont été fabriqués à partir de matière recyclée et restent lavables, résistants et déperlants.

Etretat : c'est le gris des falaises et le brun de la terre de ce lieu emblématique et naturel de Normandie.

Les sacs Etretat ont été conçus pour être « ultra pratiques », pour être le meilleur allié des professionnels de santé lors de leurs visites médicales à domicile ou en collectivité.

- Son espace principal est modulable et contient 4 compartiments zippés, extractibles (fixés avec velcro) : 3 transparents pour identifier rapidement le contenu, et 1 isotherme, fourni avec sa poche de gel froid réutilisable, pour y glisser jusqu'à 20 ampoules
- Un zip d'extension permet d'agrandir ce compartiment principal pour y ranger davantage de matériel
- Un second espace matelassé permet de ranger ordinateur/tablette et documents
- Ce modèle a également la grande poche ventrale (45x21 cm) qui s'ouvre complètement avec d'un côté 2 filets de rangements zippés et 2 poches plates, et sur l'autre face plusieurs boucles élastiques qui permettent de ranger les petites fournitures de soins : pinces, ciseaux, lampe-stylo, thermomètre, bandages, stylos, etc...
- Deux poches externes zippées, plus une avec élastique dédiée à la bouteille de gel hydroalcoolique, une pochette, d'aspect cuir graine détachable-personnalisable (pochette fantaisie imprimée vendue séparément)
- Un port USB externe avec câble de chargement intégré permet de brancher une batterie de secours et ne jamais tomber en panne de téléphone, ou oublier son chargeur chez un patient
- Les bretelles, les poignées et la bandoulière sont rembourrées, solides et dissimulables pour adopter le porte qui convient le mieux
- Dimensions l x h x p : 30 x 45 x 15/19 cm
- Poids : 2,2 kg
- Contenu maximal recommandé : 6 kg / 19-25 litres

Le sac De Boissy est remis dans son sac anti-poussière afin de le protéger lorsqu'on le range. Gris avec des motifs, cet accessoire est conçu à partir de matières recyclées avec un serrage par cordon.

 12/10/2024 01:30:01 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

SAC A DOS MEDICAL CONVERTIBLE ETRETAT, DE BOISSY

De Boissy
— DEPUIS 1982

Ref. MDETRE03

Caracteristiques

| | | | |
|---|---------------|---------------------------|------------|
| Marquage CE | AUCUN | Dispositif Medical | Non |
| Code barre | 3661040218984 | Code douanier | 4202129000 |
| Garantie (mois) | 12 | Pays | Chine |
| MESURES | | | |
| Unite emballee / Largeur (cm) | 50 | Unite nue / Largeur (cm) | 15 |
| Unite emballee / Hauteur (cm) | 35 | Unite nue / Hauteur (cm) | 45 |
| Unite emballee / Longueur (cm) | 50 | Unite nue / Longueur (cm) | 30 |
| Unite emballee / Poids (kg) | 1.86 | Unite nue / Poids (kg) | 1.86 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES | | | |
| Temperature mini | NA | Temperature maxi | NA |
| Humidite mini | NA | Humidite maxi | NA |
| AUTRES CARACTERISTIQUES | | | |
| Unite emballee / Quantite | 1 | | |

📅 12/10/2024 01:30:01 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr