

PRESENTOIR DE 6 THERMOMETRES SPENGLER TEMPO EASY BLEUS



Ref. SP3065P



30/08/2024 21:27:15 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

PRESENTOIR DE 6 THERMOMETRES SPENGLER TEMPO EASY BLEUS



Ref. SP3065P

Le Tempo Easy permet une prise de temperature sans contact par le biais de rayons infrarouge.

Description

Presentoir de 6 thermometres Tempo Easy bleus.

Le thermometre TEMPO EASY est un thermometre precis disposant de 3 fonctions pour un usage professionnel ou a la maison. Technologie sans contact (distance 3-5 cm) par le biais de rayons infrarouge, evitant ainsi les contaminations croisees.

- 3 modes de mesure : corporel, de surface et ambiant
- Mesure instantanee
- Une temperature obtenue rapidement avec alarme sonore
- 32 memoires
- 2 coloris disponibles, gris ou bleu
- Livre avec 2 piles LR06 (AA)

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446012007	Code douanier	90251920
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	2.088
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 21:27:15 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr