

MANCHE D'OTOSCOPE SMARTLED 5500-R SPENGLER




Ref. 579531

 30/08/2024 20:21:12 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**MANCHE D'OTOSCOPE SMARTLED
5500-R SPENGLER**

Ref. 579531

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040213910	Code douanier	90189090
Pays	Pakistan		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	2	Unite emballee / Hauteur (cm)	2
Unite emballee / Longueur (cm)	12	Unite emballee / Poids (kg)	0.05
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:21:12 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr