

## CANULE DE GUEDEL U/U STERILE ISO 10.0 (ROUGE / N°4)




Ref. 580841



 30/08/2024 20:22:43 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# CANULE DE GUEDEL U/U STERILE ISO 10.0 (ROUGE / N°4)



Ref. 580841

## Description

Canule a usage unique en sachet sterile individuel.  
La canule de Guedel est utilisee pour maintenir ouvertes les voies aeriennes d'un patient inconscient.

## Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	5032670507102	Code douanier	90183900
Pays	France		
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	5	Unite emballee / Hauteur (cm)	4
Unite emballee / Longueur (cm)	11	Unite emballee / Poids (kg)	0.014
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:22:43 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)