

## LANCETTES SPENGLER ULTRA FINE 0,32MM 30G (LOT DE 200)



Ref. 745013



CE  
0123

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**IIa**  
MEDICAL DEVICE


GARANTIE  
**2**  
2 YEARS  
GUARANTEE

STERILE

 30/08/2024 20:30:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# LANCETTES SPENGLER ULTRA FINE 0,32MM 30G (LOT DE 200)



Ref. 745013

## Description

Lancettes a utiliser avec le Stylo auto-piqueur TB 100.

- Diametre de l'aiguille 30G = 0.298mm ~ 0.320mm
- Steriles, a usage unique

- Longueur 32mm +/- 1mm
- Largeur 6.5mm +/- 0.5mm
- Aiguille exterieure 3.3mm +/- 0.3mm

- Conditionnement : boite de 200 (20 sachets de 10 lancettes)

Retrouvez notre kit complet Glucometre SPENGLER TB 100 (ref. 745000)

Code LPP de remboursement : 6111373

## Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446041687	Code douanier	90183190
Garantie (mois)	24	Sterile	Oui
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	7	Unite emballee / Hauteur (cm)	5
Unite emballee / Longueur (cm)	10	Unite emballee / Poids (kg)	0.22
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Code LPP	6111373	Unite emballee / Quantite	1

30/08/2024 20:30:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)