

FILTRE POUR ASPIRATEUR HOSPIVAC 400, DIAM 90 AVEC CONNECTEUR 11 MM



Ref. BCASPI106

 29/08/2024 16:59:45 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

FILTRE POUR ASPIRATEUR HOSPIVAC 400, DIAM 90 AVEC CONNECTEUR 11 MM



Ref. BCASPI106

Description

Filtre pour aspirateur HOSPIVAC 400, diam 90 avec connecteur 11mm

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	8054619103708	Code douanier	90192000
Pays	Italie		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	9	Unité emballée / Hauteur (cm)	6
Unité emballée / Longueur (cm)	9	Unité emballée / Poids (kg)	0.042
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

29/08/2024 16:59:45 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr