

ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI NEW ASKIR 30 PROXIMITY-BOCAL FLOVAC 1L



Ref. BCFLOV404

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
ANS
2 YEARS
GUARANTEE



📅 29/08/2024 21:19:53 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI NEW ASKIR 30 PROXIMITY-BOCAL FLOVAC 1L



Ref. BCFLOV404

Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Description

Convient aux patients trachéotomisés, l'idéal pour les applications chirurgicales mineures ainsi que les traitements postopératoires à domicile. La fonction "PROXIMITY" sert à activer ou désactiver le dispositif sans contacts tactiles et évite la contamination croisée entre deux patients.

Principales applications: Endoscopie, Gastroenterologie, Chirurgie générale, Soins à domicile, Obstétrique, Chambre, Med. vétérinaire.

- Composé de : Aspirateur New Askir 30 Proximity + Kit Flovac 1L (1x Bocal Flovac 1L réutilisable / 1x Poche UU stérile 1L Flovac/ 1x Set tubes Ø6X10mm+connecteurs / 1x Ecarteur Rond pour Système Flovac / 1x Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs)/ 1x Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités)

- Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

- Système principal est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide

- Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Alimentation : 230V-50Hz - autres configurations disponibles sur demande

- Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg

- Débit libre d'air max : 40 l/min

- Niveau Sonore : 60,5 dBA

- Cycle de fonctionnement ininterrompu

- Bocal polycarbonate Makrolon autoclavable

- Bouton de régulation du flux et vacuomètre

- Coque ABS facilement lavable

- Filtre antibactérien

- Dimensions : 35 X21 X 18 cm / Poids: 3kg60

 29/08/2024 21:19:53 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI NEW ASKIR 30 PROXIMITY-BOCAL FLOVAC 1L



Ref. BCFLOV404

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code douanier	90189084	Garantie (mois)	24
Pays	Italie		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	3.6
Unité nue / Poids (kg)	3.6		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			

29/08/2024 21:19:53 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr