


STETHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507252



CE



28/11/2024 23:13:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

STETHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507252

Le Magister II est un stethoscope professionnel tres performant pour une auscultation polyvalente.

Description

HAUTE QUALITE ACOUSTIQUE

- Membrane flottante multifrequences
- Pression legere = ecoute des basses frequences (vasculaires et cardiaques)
- Pression ferme = ecoute des hautes frequences (pulmonaires)
- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres en aluminium

CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapte a l'anatomie
- Indicateur de pavillon

Disponible en version Silver, Black, Myrtille et Corail

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446042134	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	16	Unite emballee / Hauteur (cm)	4
Unite emballee / Longueur (cm)	32	Unite emballee / Poids (kg)	0.43
Unite nue / Poids (kg)	0.105		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Corail	Unite emballee / Quantite	1

28/11/2024 23:13:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr