

BATTERIE LITHIUM DE REPLACEMENT POUR SPOT-CHECK 2VS SPENGLER




Ref. 546029

 30/08/2024 19:55:13 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BATTERIE LITHIUM DE REPLACEMENT POUR SPOT-CHECK 2VS SPENGLER



Ref. **546029**

Description

Batterie lithium de remplacement pour station spot-check 2VS de SPENGLER

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446029708	Code douanier	850650
Pays	Chine		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.08
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 19:55:13 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr