

KIT FLOVAC 1 LITRE POUR ASKIR 20/30/PROXIMITY/230/ASPIRET



Ref. BCASPI500



29/08/2024 20:55:33 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

KIT FLOVAC 1 LITRE POUR ASKIR 20/30/PROXIMITY/230/ASPIRET



Ref. BCASPI500

Description

Kit Flovac 1L, composé de :

- 1x BCASPI102 : Bocal Flovac 1L réutilisable pour Aspiret, Askir 20 et 30 - 31843
- 1x BCASPI99 : Poche UU stérile 1L Flovac Aspiret, Askir 20 30 230 12V, 36BR 31848
- 1x BCASPI111: Set tubes Ø6X10mm+connecteurs Flovac ASKIR 20/30/230/ASPIRET
- 1x BCASPI105: Ecarteur Rond pour Système Flovac New Askir 20,30,230/12VBR
- 1x BCASPI164: Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs) sf Askir12V/Emivac
- 1x Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661040191676	Code douanier	4202121900
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

29/08/2024 20:55:33 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr