

KIT FLOVAC 2 LITRES POUR ASKIR 20/30/PROXIMITY/230/ASPIRET



Ref. BCASPI502



29/08/2024 20:57:05 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

KIT FLOVAC 2 LITRES POUR ASKIR 20/30/PROXIMITY/230/ASPIRET

CA-MI

Ref. BCASPI502

Description

Kit Flovac 2 L, composé de:

- 1x BCASPI103: Bocal Flovac 2L réutilisable pour Aspiret Askir 20, 30 et C30BR 31841
- 1x BCASPI100: Poche UU stérile 2L Flovac Aspiret, Askir 20,30, 23012V, C36BR 31846
- 1x BCASPI111: Set tubes Ø6X10mm+connecteurs Flovac ASKIR 20/30/230/ASPIRET
- 1x BCASPI105: Ecarteur Rond pour Système Flovac New Askir 20,30,230/12VBR
- 1x Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs) sf Askir12V/Emivac
- 1x Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040191690	Code douanier	4202121900
Pays	Italie		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 20:57:05 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr