

BATTERIE RECHARGEABLE POUR THERMOMÈTRE THERMOSCAN PRO 6000

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Ref. DWPRO6K09



29/08/2024 20:59:43 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BATTERIE RECHARGEABLE POUR THERMOMÈTRE THERMOSCAN PRO 6000

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Ref. DWPRO6K09

Description

- Batterie rechargeable de 2,4 V 750mAh pour thermomètre Pro 6000
- Entièrement chargée, le thermomètre peut réaliser 700 mesures
- Doit être rechargée grâce à la station de chargement

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Non
Code barre	00732094325089	Code douanier	850610
Garantie (mois)	36	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	2	Unité emballée / Hauteur (cm)	1
Unité emballée / Longueur (cm)	4	Unité emballée / Poids (kg)	0.042
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 20:59:43 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr