

TÉLÉPHONE FILAIRE DORO SECURE 347, 4 TOUCHES MÉMO PHOTOS



Réf. HDSECU01W



TÉLÉPHONE FILAIRE DORO SECURE 347, 4 TOUCHES MÉMO PHOTOS



Réf. **HDSECU01W**

Un téléphone convivial et sécurisant avec télécommande

Doro Care SecurePlus est un téléphone convivial conçu pour communiquer simplement et en sécurité. Avec la télécommande du Care SecurePlus, vous pouvez répondre à distance au téléphone ou composer un appel d'urgence de votre choix. Le Care SecurePlus a aussi un témoin lumineux de sonnerie qui clignote lorsque vous recevez un appel. Vous pouvez régler le volume du combiné, du haut-parleur et de la sonnerie.

- Fonction alarme avec message vocal d'alerte pré enregistré
- 2 télécommandes dont une à porter en pendentif, et l'autre étanche à porter au poignet (portée à 30 m)
- Prise d'appel et raccrocher à distance par télécommandes possible
- 4 touches mémoires directes avec photo
- Volume sonore maxi de la sonnerie à un mètre : 85dB

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 7322460042097

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 85171800

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 7,5

Largeur conditionnement (cm) : 7,0

Longueur unitaire (cm) : 35,5

Longueur conditionnement (cm) : 22,5

Hauteur unitaire (cm) : 23,0

Hauteur conditionnement (cm) : 35,0

Poids unitaire (kg) : 1,621

Poids conditionnement (kg) : 1,621

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 60

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



19/10/2022 12:38 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. HDSECU01W

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.