

CAPTEUR PÉDIATRIQUE DÉPORTÉ VELCRO PIED NÉONATAL POUR OXYMÈTRE PC-60E (0-2 ANS)



Ref. DPOXY05

CE
0123



 25/08/2024 20:40:49 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CAPTEUR PÉDIATRIQUE DÉPORTÉ VELCRO PIED NÉONATAL POUR OXYMÈTRE PC-60E (0-2 ANS)



Ref. DPOXY05

Description

Avec son capteur pédiatrique déporté, VELCRO jetable. Il s'adaptera aux pieds des nourrissons de 0 à 2 ans. L'oxymètre de pouls PC 60E est fiable et précis. Idéal pour les professionnels de santé en ville.

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661040165998	Code douanier	9018909911
Garantie (mois)	6	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	15	Unité emballée / Hauteur (cm)	1
Unité emballée / Longueur (cm)	14	Unité emballée / Poids (kg)	0.059
Unité nue / Poids (kg)	0.059		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

25/08/2024 20:40:49 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr