

BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, SÉRIE DE 15 PIÈCES: N°4 À N°18



Ref. IS01631



27/08/2024 06:14:53 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

**BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19
CM, SÉRIE DE 15 PIÈCES: N°4 À N°18**

Ref. IS01631

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040030012	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	10.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	6.2
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	21.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.787	Unité nue / Poids (kg)	0.787
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 27/08/2024 06:14:53 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr