

TEMPO THERMOMETRE DIGITAL ETANCHE SPENGLER

Ref. THE001



CE
0123


DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE

17/09/2024 13:01:18 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

TEMPO THERMOMETRE DIGITAL ETANCHE SPENGLER

Ref. THE001

Tempo, le thermometre digital simple et precis

Description

TEMPO est un thermometre digital simple et precis disposant de 3 modes de prises de temperature: rectal, buccal et axillaire.

- Embout rigide
- etanche IP27
- Mesure en 60 secondes
- Indicateur sonore de fièvre
- temperature en °C
- memorisation de la derniere valeur mesuree

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	6970392217642	Code douanier	9025199090
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
Unite nue / Poids (kg)	0.012		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	55
Humidite mini	15	Humidite maxi	95
AUTRES CARACTERISTIQUES			

17/09/2024 13:01:18 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr