

BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, 20 CM, SÉRIE DE 8 PIÈCES: N°3/4 À N°17/18



Ref. IS01431



27/08/2024 05:56:34 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

**BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, 20
CM, SÉRIE DE 8 PIÈCES: N°3/4 À
N°17/18**

Ref. IS01431

=====

Description

=====

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040029696	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	10.8
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	2.7
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	2.1
Unité emballée / Poids (kg)	0.533	Unité nue / Poids (kg)	0.533
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 05:56:34 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr