

STYLET PORTE-COTON, 18 CM

Ref. IS09418



27/08/2024 06:39:38 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

STYLET PORTE-COTON, 18 CM



Ref. IS09418

Idéal pour les soins non-chirurgicaux non-invasifs

Description

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes au règlement EU 2017/745 et à l'ISO 13485.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040030708	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	0.3
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.3
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	18
Unité emballée / Poids (kg)	0.01	Unité nue / Poids (kg)	0.01
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 27/08/2024 06:39:38 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr