

PLATINE POUR IMPRIMANTE DE GARROT 800 (A FIXER SUR PLATINE 317008)


Hpm™

Ref. GHP317009

 30/08/2024 10:01:55 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

PLATINE POUR IMPRIMANTE DE GARROT 800 (A FIXER SUR PLATINE 317008)



Ref. **GHP317009**

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446041304	Code douanier	90181990
Pays	France		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	19	Unite emballee / Hauteur (cm)	18
Unite emballee / Longueur (cm)	23	Unite emballee / Poids (kg)	1.372
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

 30/08/2024 10:01:55 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr