

## ETRIERS EN MOUSSE DE POLYURETHANE POUR DIVAN ELECTRIQUE VOG



Ref. OV0014



03/10/2024 22:15:05 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# ETRIERS EN MOUSSE DE POLYURETHANE POUR DIVAN ELECTRIQUE VOG



Ref. **OV0014**

Decouvrez nos etriers inox pour divan electrique

## Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040094359	Code douanier	94029000
Garantie (mois)	36	Pays	France
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

03/10/2024 22:15:05 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)